

# IMDM 基础培养基

## 基本信息

|        |                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 细胞名称   | IMDM 基础培养基                                                                                                                                         |
| 细胞品牌   | 金少源生物                                                                                                                                              |
| 细胞规格   | 500ml                                                                                                                                              |
| 细胞形态   | 液体                                                                                                                                                 |
| 产品货期   | 现货                                                                                                                                                 |
| 细胞简介   | IMDM 培养基(Iscoves Modified Dulbeccos Medium)适合细胞的快速增生和高密度培养，包括 Jurkat、COS-7 和巨噬细胞。进一步的研究表明，IMDM 培养基也可以用于培养小鼠 B 淋巴细胞、骨髓造血组织、脂多糖刺激 B 细胞、T 淋巴细胞和多种杂交细胞 |
| 细胞培养视频 | 常见细胞的传代                                                                                                                                            |
| 储存条件   | 2℃-8℃，避光储存                                                                                                                                         |
| 质量保障   | 经过严格的内毒素、渗透压、病原体和 pH 检验，确保产品不含病菌、病毒以及支原体等                                                                                                          |
| 产品特性   | IMDM 培养基中含有硒、额外的氨基酸和维生素、丙酸盐和 HEPES 缓冲剂，并用硝酸钾替代了硝酸铁                                                                                                 |
| 有效期    | 12 个月                                                                                                                                              |
| 供应范围   | 仅限于科研实验使用，不得用于其他用途                                                                                                                                 |

| 注意事项 |                                    |
|------|------------------------------------|
| 1    | 含 Earle's 盐和 L-谷氨酰胺，已补充碳酸氢钠，适合细胞培养 |

### 细胞予重发

1. 细胞运输途中遭遇的各种问题，细胞丢失、瓶身破损、培养液严重漏液等，重发。
2. 收到细胞未开封，如出现污染状况，重发。
3. 收到细胞 3 天内，发现污染问题，经核实后，重发。
4. 常温发货的细胞静置 2 小时后，干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，绝大多数细胞未存活，经核实后，重发。
5. 常温发货的细胞静置 22 小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，出现污染，经核实后，重发。
6. 细胞活性问题，请在收到产品 3 天内给我们提出真实的实验结果，用台盼蓝染色法鉴定细胞活力，经核实后，重发。

### 细胞不予重发

1. 客户操作造成细胞污染，不重发。
2. 客户严重操作失误致细胞状态不好，不重发。
3. 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好，不重发。
4. 细胞状态不好，未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片，不重发。
5. 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的，不重发。

6. 收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的，不重发。

**金少源(上海)生物科技有限公司提供的细胞仅供科研使用**