

仅 供 科 研 使 用

# Medium 199

## 培养基说明书

- 品牌：Oumarsi/欧玛仕
- 规格：500ml
- 货号：OMD81711-500ml
- 用途：仅供科研使用
- 储存：2-8℃
- 保质期：12 个月

## 产品概述：

Medium 199，即培养基 199，是 Morgan 等在 1950 年设计的，最初用于鸡胚成纤维细胞的营养研究，现已广泛应用于各种动物细胞的培养，包括一些非哺乳类动物细胞。M199 特别适用于非转化细胞的培养，也常用于病毒学、疫苗生产，以及大鼠胰腺上皮细胞和小鼠晶状体组织的培养。与其他基础培养基相比，M199 含有独特的成分，包括腺嘌呤、腺苷、次黄嘌呤、胸腺嘧啶、以及其他的维生素。除 Medium 199 基础培养基外，我们还提供添加双抗、胎牛血清的 Medium 199 培养基，以供客户不同需要。

本培养基含：0.1g/L L-谷氨酰胺、酚红、碳酸氢钠等。

本培养基不含 HEPES。

## 使用方法：

根据具体实验使用。

## 注意事项：

- 1、注意避免溶液被微生物污染，避免冻融。
- 2、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

## 保存条件：

2-8℃干燥、密封、避光保存，一年有效。

## 相关产品：

| 货号         | 产品名称        | 规格         | 保存条件           |
|------------|-------------|------------|----------------|
| OMDCFM-032 | 组织保存液       | 50ml/100ml | -20℃，避光，24 个月。 |
| OMDCM-004  | 高糖 DMEM 培养基 | 500ml      | 12 个月          |

| 货号             | 产品名称                                  | 规格          | 保存条件         |
|----------------|---------------------------------------|-------------|--------------|
| OMDCM-02       | D-Hanks 平衡盐溶液<br>(1×,无酚红)             | 500ml       | 12 个月        |
| OMDPBS-011     | Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 (DPBS), 含钙、镁, 不含酚红  | 500ml       | 室温, 12 个月。   |
| OMDPBS-02      | Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 (DPBS), 不含钙、镁, 不含酚红 | 500ml       | 室温, 12 个月。   |
| OMDCM-047      | α-MEM 培养基                             | 500ml       | 2-8℃, 12 个月。 |
| OMDCM-040      | McCoy's 5A 培养基                        | 500ml       | 2-8℃, 12 个月。 |
| OMDCM-031      | DMEM 培养基 (高糖, 无酚红, 含胎牛血清, 含双抗)        | 500ml       | 2-8℃, 12 个月。 |
| OMDCM038-500ml | DMEM 培养基(无糖,含酚红)                      | 500ml       | 2-8℃, 12 个月。 |
| OMDCM017-100ml | 硫酸庆大霉素<br>(50mg/ml)                   | 100ml       | 2-8℃, 12 个月。 |
| OMDCM016-100ml | HEPES 液(1M,pH 7.2~7.5)                | 100ml/500ml | 2-8℃, 12 个月。 |
| OMDPBS-18      | 1× PBS(0.0067M,pH 7.0-7.2)            | 500ml       | 2-8℃, 12 个月。 |

| 货号             | 产品名称                       | 规格          | 保存条件       |
|----------------|----------------------------|-------------|------------|
| OMDPBS-15      | 1×PBS(0.01M,pH9.0)         | 500ml       | 2-8℃，12个月。 |
| OMDPBS-06      | 20×PBS(0.2M,pH7.2-7.4)     | 500ml       | 2-8℃，12个月。 |
| OMDPBS-010     | 1×PBS(0.01M,pH6.8)         | 500ml       | 2-8℃，12个月。 |
| OMDPBS-12      | 1×PBS(0.01M,pH8.9)         | 500ml       | 2-8℃，12个月。 |
| OMDPBS-20      | 1×PBS(0.01M,pH7.2-7.4)     | 500ml×10    | 2-8℃，12个月。 |
| OMDCM027-500ml | DMEM 培养基(无糖,含酚红，含双抗)       | 100ml       | 2-8℃，12个月。 |
| OMDCM025-500ml | DMEM 培养基(无糖,无酚红)           | 100ml/500ml | 2-8℃，12个月。 |
| OMDCM024-500ml | DMEM 培养基(无糖,无酚红，含双抗)       | 500ml       | 2-8℃，12个月。 |
| OMDCM022-500ml | DMEM 培养基(高糖,无丙酮酸钠，含酚红)     | 500ml       | 2-8℃，12个月。 |
| OMDCM021-500ml | DMEM 培养基(高糖,无丙酮酸钠，含酚红，含双抗) | 500ml       | 2-8℃，12个月。 |
| OMDCM019-500ml | DMEM 培养基(高糖，无酚红)           | 500ml       | 2-8℃，12个月。 |

| 货号             | 产品名称                                   | 规格    | 保存条件            |
|----------------|----------------------------------------|-------|-----------------|
| OMDCM018-500ml | DMEM 培养基(高糖,<br>无酚红, 含双抗)              | 500ml | 2-8℃, 12<br>个月。 |
| OMDCM017-500ml | DMEM 培养基 (低糖,<br>无酚红, 含胎牛血清,<br>含双抗)   | 500ml | 2-8℃, 12<br>个月。 |
| OMDCM016-500ml | DMEM 培养基(低糖,<br>无酚红)                   | 500ml | 2-8℃, 12<br>个月。 |
| OMDCM015-500ml | DMEM 培养基 (低糖,<br>无酚红, 含双抗)             | 500ml | 2-8℃, 12<br>个月。 |
| OMDCM014-500ml | RPMI 1640 培养基(无<br>酚红, 含胎牛血清, 双<br>抗)  | 500ml | 2-8℃, 12<br>个月。 |
| OMDCM013-500ml | RPMI 1640 培养基(无<br>酚红)                 | 500ml | 2-8℃, 12<br>个月。 |
| OMDCM012-500ml | RPMI 1640 培养基(无<br>酚红, 含双抗)            | 500ml | 2-8℃, 12<br>个月。 |
| OMDCM-017      | Myco-Out 支原体清<br>除试剂 (100X)            | 10ml  | 2-8℃, 12<br>个月。 |
| OMDCM-015      | Hanks 平衡盐溶液(1<br>×,无酚红)<br>(pH7.2-7.4) | 500ml | 室温, 12 个<br>月。  |
| OMDCE-050      | 青霉素-链霉素溶液<br>(100×)                    | 100ml | -20℃, 12<br>个月。 |

| 货号             | 产品名称                             | 规格          | 保存条件          |
|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|
| OMDCM017-500ml | DMEM 培养基（低糖，无酚红，含胎牛血清，含双抗）       | 500ml       | 2-8℃，12个月。    |
| OMDCM-030      | 青霉素-链霉素-两性霉素 B 溶液(100×三抗)        | 100ml       | -20℃，12个月。    |
| OMDCE-060      | 胰酶细胞消化液<br>(0.25%胰酶，含酚红，不含 EDTA) | 100ml       | -20℃，12个月。    |
| OMDCM-059      | 胰酶-EDTA 消化液<br>(0.25%胰酶，含酚红)     | 100ml/500ml | -20℃，12个月。    |
| OMDCE-004      | 胰酶细胞消化液<br>(0.25%胰酶，不含 EDTA 和酚红) | 100ml       | -20℃，12个月。    |
| OMDCM-034      | 胰酶-EDTA 消化液<br>(0.25%胰酶，不含酚红)    | 100ml/500ml | -20℃，12个月。    |
| OMDCM-020      | 胰酶-EDTA 消化液<br>(0.05%胰酶，含酚红)     | 100ml       | -20℃，12个月。    |
| OMDCM-011      | 胰酶-EDTA 消化液<br>(0.05%胰酶，不含酚红)    | 100ml/500ml | -20℃，12个月。    |
| OMDCM007-1ml   | DAPI(1mg/ml)                     | 1ml         | -20℃，12个月，避光。 |

| 货号                 | 产品名称                                                            | 规格    | 保存条件              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| OMDCM-051          | DMEM (Low Glucose,<br>with FBS,<br>Penicillin-Streptomy<br>cin) | 500mL | 2-8℃ , 12 个<br>月。 |
| OMDCM-052          | Medium 199 (with<br>FBS, Penicillin-Strept<br>omycin)           | 500mL | 2-8℃ , 12 个<br>月。 |
| OMDCM-053          | DMEM (Low Glucose,<br>with<br>Penicillin-Streptomy<br>cin)      | 500mL | 2-8℃ , 12 个<br>月。 |
| MD81714-500ml      | DMEM (Low Glucose)                                              | 500mL | 2-8℃ , 12 个<br>月。 |
| OMD81711-500<br>ml | Medium 199                                                      | 500mL | 2-8℃ , 12 个<br>月。 |
| OMDCM-019          | Medium 199 (with<br>Penicillin-Streptomy<br>cin)                | 500mL | 2-8℃ , 12 个<br>月。 |
| OMD81711-500<br>ml | Medium 199                                                      | 500mL | 2-8℃ , 12 个<br>月。 |
| OMDCM-019          | Medium 199 (with<br>Penicillin-StreptomY<br>cin)                | 500mL | 2-8℃ , 12 个<br>月。 |

| 货号                 | 产品名称                                                        | 规格    | 保存条件            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| OMD81717-500<br>ml | RPMI 1640 Medium<br>(withPenicillin-Strep<br>tomyacin)      | 500mL | 2-8℃，12 个<br>月。 |
| OMDCM-039          | Ham's F-12K Medium<br>(withFBS,Penicillin-S<br>treptomycin) | 500mL | 2-8℃，12 个<br>月。 |
| OMD81708-500<br>ml | Ham's F-12K Medium                                          | 500mL | 2-8℃，12 个<br>月。 |
| OMDCM-038          | RPMI 1640 Medium<br>(withFBS,Penicillin-S<br>treptomycin)   | 500mL | 2-8℃，12 个<br>月。 |
| OMDCM-037          | Ham's F-12K Medium<br>(withPenicillin-Strep<br>tomyacin)    | 500mL | 2-8℃，12 个<br>月。 |
| OMDCM-036          | DMEM (High Glucose,<br>withFBS,Penicillin-St<br>reptomycin) | 500mL | 2-8℃，12 个<br>月。 |
| MDCM-009           | MEM(withPenicillin-S<br>treptomycin)                        | 500mL | 2-8℃，12 个<br>月。 |
| OMDCM-014          | DMEM (High Glucose,<br>withPenicillin-Strept<br>omyacin)    | 500mL | 2-8℃，12 个<br>月。 |

| 货号              | 产品名称                                         | 规格    | 保存条件       |
|-----------------|----------------------------------------------|-------|------------|
| OMDCM-026       | MEM                                          | 500mL | 2-8℃，12个月。 |
| OMD81701-500ml  | DMEM/F12 (with FBS, Penicillin-Streptomycin) | 500mL | 2-8℃，12个月。 |
| OMDCM-028       | MEM (with FBS, Penicillin-Streptomycin)      | 500mL | 2-8℃，12个月。 |
| OMDPBS-01       | 10×PBS(0.1M,pH 7.2-7.4)                      | 500mL | 2-8℃，12个月。 |
| OMD81702-500ml  | DMEM/F12                                     | 500mL | 2-8℃，12个月。 |
| OMDCM-033       | DMEM/F12 (with Penicillin-Streptomycin)      | 500mL | 2-8℃，12个月。 |
| OMDCE-008-500ml | 超纯水（无菌）                                      | 500mL | 室温，12个月。   |
| OMDCE-009       | 碳酸氢钠溶液(7.5%)                                 | 500mL | -20℃，12个月。 |
| OMDCM-013       | D-Hanks 平衡盐溶液(1×,含酚红)                        | 500mL | 2-8℃，12个月。 |