

仅 供 科 研 使 用

RPMI 1640

（无酚红，含胎牛血清、双抗）细胞培养基说明书

- 品牌：Oumarsi/欧玛仕
- 规格：500ml×10
- 货号：OMDCM014-500ml
- 用途：仅供科研使用
- 储存：2-8℃
- 保质期：12个月

产品概述：

RPMI 1640 培养基最初用于悬浮培养单层人白血病细胞。Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 培养基发现至今常用于培养多种不同哺乳动物细胞，包括 Hela、Jurkat、MCF-7、PC12、PBMC、星形胶质细胞等。除不完全 RPMI 1640 培养基外，我们还提供添加双抗、胎牛血清的 1640 培养基，以供客户不同需要。

本培养基含：2g/L 葡萄糖、0.3g/L L-谷氨酰胺、酚红、碳酸氢钠、10%胎牛血清、50KU 青霉素、50mg 链霉素等。

本培养基不含 HEPES、酚红。

使用方法：

根据具体实验使用，注意避免微生物污染。

注意事项：

- 1、注意避免溶液被微生物污染，避免冻融。
- 2、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件：

2-8℃干燥、密封、避光保存，一年有效。

相关产品：

| 货号 | 产品名称 | 规格 | 保存条件 |
|------------|-------------|------------|---------------|
| OMDCFM-032 | 组织保存液 | 50ml/100ml | -20℃，避光，24个月。 |
| OMDCM-004 | 高糖 DMEM 培养基 | 500ml | 12个月 |

| 货号 | 产品名称 | 规格 | 保存条件 |
|----------------|---------------------------------------|-------------|---------------|
| OMDCM-02 | D-Hanks 平衡盐溶液 (1×,无酚红) | 500ml | 12 个月 |
| OMDPBS-011 | Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 (DPBS), 含钙、镁, 不含酚红 | 500ml | 室温, 12 个月。 |
| OMDPBS-02 | Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 (DPBS), 不含钙、镁, 不含酚红 | 500ml | 室温, 12 个月。 |
| OMDCM-047 | α -MEM 培养基 | 500ml | 2-8°C, 12 个月。 |
| OMDCM-040 | McCoy's 5A 培养基 | 500ml | 2-8°C, 12 个月。 |
| OMDCM-031 | DMEM 培养基 (高糖, 无酚红, 含胎牛血清, 含双抗) | 500ml | 2-8°C, 12 个月。 |
| OMDCM038-500ml | DMEM 培养基(无糖,含酚红) | 500ml | 2-8°C, 12 个月。 |
| OMDCM017-100ml | 硫酸庆大霉素 (50mg/ml) | 100ml | 2-8°C, 12 个月。 |
| OMDCM016-100ml | HEPES 液(1M,pH 7.2~7.5) | 100ml/500ml | 2-8°C, 12 个月。 |
| OMDPBS-18 | 1× PBS(0.0067M,pH 7.0-7.2) | 500ml | 2-8°C, 12 个月。 |

| 货号 | 产品名称 | 规格 | 保存条件 |
|----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| OMDPBS-15 | 1× PBS(0.01M,pH9.0) | 500ml | 2-8℃, 12个月。 |
| OMDPBS-06 | 20× PBS(0.2M,pH7.2-7.4) | 500ml | 2-8℃, 12个月。 |
| OMDPBS-010 | 1× PBS(0.01M,pH6.8) | 500ml | 2-8℃, 12个月。 |
| OMDPBS-12 | 1× PBS(0.01M,pH8.9) | 500ml | 2-8℃, 12个月。 |
| OMDPBS-20 | 1× PBS(0.01M,pH7.2-7.4) | 500ml× 10 | 2-8℃, 12个月。 |
| OMDCM027-500ml | DMEM 培养基(无糖,含酚红, 含双抗) | 100ml | 2-8℃, 12个月。 |
| OMDCM025-500ml | DMEM 培养基(无糖,无酚红) | 100ml/500ml | 2-8℃, 12个月。 |
| OMDCM024-500ml | DMEM 培养基(无糖,无酚红, 含双抗) | 500ml | 2-8℃, 12个月。 |
| OMDCM022-500ml | DMEM 培养基(高糖,无丙酮酸钠, 含酚红) | 500ml | 2-8℃, 12个月。 |
| OMDCM021-500ml | DMEM 培养基(高糖,无丙酮酸钠, 含酚红, 含双抗) | 500ml | 2-8℃, 12个月。 |
| OMDCM019-500ml | DMEM 培养基(高糖,无酚红) | 500ml | 2-8℃, 12个月。 |

| 货号 | 产品名称 | 规格 | 保存条件 |
|----------------|--|-------|------------------|
| OMDCM018-500ml | DMEM 培养基(高糖, 无酚红, 含双抗) | 500ml | 2-8°C, 12 个月。 |
| OMDCM017-500ml | DMEM 培养基 (低糖, 无酚红, 含胎牛血清, 含双抗) | 500ml | 2-8°C, 12 个月。 |
| OMDCM016-500ml | DMEM 培养基(低糖, 无酚红) | 500ml | 2-8°C, 12 个月。 |
| OMDCM015-500ml | DMEM 培养基 (低糖, 无酚红, 含双抗) | 500ml | 2-8°C, 12 个月。 |
| OMDCM014-500ml | RPMI 1640 培养基(无 酚红, 含胎牛血清, 双 抗) | 500ml | 2-8°C, 12 个月。 |
| OMDCM013-500ml | RPMI 1640 培养基(无 酚红) | 500ml | 2-8°C, 12 个月。 |
| OMDCM012-500ml | RPMI 1640 培养基(无 酚红, 含双抗) | 500ml | 2-8°C, 12 个月。 |
| OMDCM-017 | Myco-Out 支原体清 除试剂 (100X) | 10ml | 2-8°C, 12 个月。 |
| OMDCM-015 | Hanks 平衡盐溶液(1 ×,无酚红) (pH7.2-7.4) | 500ml | 室温, 12个 月。 |
| OMDCE-050 | 青霉素-链霉素溶液 (100×) | 100ml | -20°C, 12 个月。 |

| 货号 | 产品名称 | 规格 | 保存条件 |
|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|
| OMDCM017-500ml | DMEM 培养基 (低糖, 无酚红, 含胎牛血清, 含双抗) | 500ml | 2-8°C, 12 个月。 |
| OMDCM-030 | 青霉素-链霉素-两性霉素 B 溶液(100×三抗) | 100ml | -20°C, 12 个月。 |
| OMDCE-060 | 胰酶细胞消化液 (0.25%胰酶, 含酚红, 不含 EDTA) | 100ml | -20°C, 12 个月。 |
| OMDCM-059 | 胰酶-EDTA 消化液 (0.25%胰酶, 含酚红) | 100ml/500ml | -20°C, 12 个月。 |
| OMDCE-004 | 胰酶细胞消化液 (0.25%胰酶, 不含 EDTA 和酚红) | 100ml | -20°C, 12 个月。 |
| OMDCM-034 | 胰酶-EDTA 消化液 (0.25%胰酶, 不含酚红) | 100ml/500ml | -20°C, 12 个月。 |
| OMDCM-020 | 胰酶-EDTA 消化液 (0.05%胰酶, 含酚红) | 100ml | -20°C, 12 个月。 |
| OMDCM-011 | 胰酶-EDTA 消化液 (0.05%胰酶, 不含酚红) | 100ml/500ml | -20°C, 12 个月。 |
| OMDCM007-1ml | DAPI(1mg/ml) | 1ml | -20°C, 12 个月, 避光。 |

| 货号 | 产品名称 | 规格 | 保存条件 |
|--------------------|---|-------|-------------------|
| OMDCM-051 | DMEM (Low Glucose, with FBS, Penicillin-Streptomy cin) | 500mL | 2-8°C, 12 个 月。 |
| OMDCM-052 | Medium 199 (with FBS, Penicillin-Strept omycin) | 500mL | 2-8°C, 12 个 月。 |
| OMDCM-053 | DMEM (Low Glucose, with Penicillin-Streptomy cin) | 500mL | 2-8°C, 12 个 月。 |
| MD81714-500ml | DMEM (Low Glucose) | 500mL | 2-8°C, 12 个 月。 |
| OMD81711-500 ml | Medium 199 | 500mL | 2-8°C, 12 个 月。 |
| OMDCM-019 | Medium 199 (with Penicillin-Streptomy cin) | 500mL | 2-8°C, 12 个 月。 |
| OMD81711-500 ml | Medium 199 | 500mL | 2-8°C, 12 个 月。 |
| OMDCM-019 | Medium 199 (with Penicillin-StreptomY cin) | 500mL | 2-8°C, 12 个 月。 |

| 货号 | 产品名称 | 规格 | 保存条件 |
|--------------------|---|-------|---------------|
| OMD81717-500 ml | RPMI 1640 Medium (with Penicillin-Streptomycin) | 500mL | 2-8°C, 12 个月。 |
| OMDCM-039 | Ham's F-12K Medium (with FBS, Penicillin-Streptomycin) | 500mL | 2-8°C, 12 个月。 |
| OMD81708-500 ml | Ham's F-12K Medium | 500mL | 2-8°C, 12 个月。 |
| OMDCM-038 | RPMI 1640 Medium (with FBS, Penicillin-Streptomycin) | 500mL | 2-8°C, 12 个月。 |
| OMDCM-037 | Ham's F-12K Medium (with Penicillin-Streptomycin) | 500mL | 2-8°C, 12 个月。 |
| OMDCM-036 | DMEM (High Glucose, with FBS, Penicillin-Streptomycin) | 500mL | 2-8°C, 12 个月。 |
| MDCM-009 | MEM (with Penicillin-Streptomycin) | 500mL | 2-8°C, 12 个月。 |
| OMDCM-014 | DMEM (High Glucose, with Penicillin-Streptomycin) | 500mL | 2-8°C, 12 个月。 |

| 货号 | 产品名称 | 规格 | 保存条件 |
|-----------------|--|-------|--------------|
| OMDCM-026 | MEM | 500mL | 2-8°C, 12个月。 |
| OMD81701-500ml | DMEM/F12 (with FBS, Penicillin-Streptomycin) | 500mL | 2-8°C, 12个月。 |
| OMDCM-028 | MEM (with FBS, Penicillin-Streptomycin) | 500mL | 2-8°C, 12个月。 |
| OMDPBS-01 | 10× PBS(0.1M,pH 7.2-7.4) | 500mL | 2-8°C, 12个月。 |
| OMD81702-500ml | DMEM/F12 | 500mL | 2-8°C, 12个月。 |
| OMDCM-033 | DMEM/F12 (with Penicillin-Streptomycin) | 500mL | 2-8°C, 12个月。 |
| OMDCE-008-500ml | 超纯水 (无菌) | 500mL | 室温, 12个月。 |
| OMDCE-009 | 碳酸氢钠溶液(7.5%) | 500mL | -20°C, 12个月。 |
| OMDCM-013 | D-Hanks 平衡盐溶液(1×,含酚红) | 500mL | 2-8°C, 12个月。 |