

ATCC17802 副溶血性弧菌株

细胞基本信息

名 称	ATCC17802 副溶血性弧菌株
货 号	JSY-CC3545
品 牌	金少源生物
规 格	100μl
抗 性	无抗
储 存	-20℃
培养基	LB
菌株类别	标准菌株
培养条件	37℃，有氧，LB
菌株简介	副溶血性弧菌（Vibrio Parahemolyticus，VP），为革兰氏阴性杆菌，呈弧状、杆状、丝状等多种形状，无芽孢。副溶血性弧菌是一种嗜盐性细菌，主要来源于鱼、虾、蟹、贝类和海藻等海产品。此菌对酸敏感，在普通食醋中 5 分钟即可杀死，对热的抵抗力较弱，对常用消毒剂抵抗力很弱，可被低浓度的酚和煤酚皂溶液杀灭。在对该菌进行培养的最适宜的培养基：温度为 30℃—37℃，含盐 2.5%—3%(若盐浓度低于 0.5%则不生长)，pH 值为 8.0—8.5。
保存方式	20%甘油，-20℃
基本应用	质检或其他用途
供应范围	仅供限于科研实验研究

运输方式	低温快递运输
菌株优势	金少源菌株库拥有 200 种菌株，遗传性状一致
特别说明	细胞购买/细胞培养/动物血清/实验服务/原代提取/菌株购买, 请立即与金少源生物联系

售后服务

细胞予重发

1. 细胞运输途中遭遇的各种问题，细胞丢失、瓶身破损、培养液严重漏液等，重发。
2. 收到细胞未开封，如出现污染状况，重发。
3. 收到细胞 3 天内，发现污染问题，经核实后，重发。
4. 常温发货的细胞静置 2 小时后，干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，绝大多数细胞未存活，经核实后，重发。
5. 常温发货的细胞静置 22 小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，出现污染，经核实后，重发。
6. 细胞活性问题，请在收到产品 3 天内给我们提出真实的实验结果，用台盼蓝染色法鉴定细胞活力，经核实后，重发。

细胞不予重发

1. 客户操作造成细胞污染，不重发。
2. 客户严重操作失误致细胞状态不好，不重发。
3. 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好，不重发。
4. 细胞状态不好，未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片，不重发。
5. 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的，不重发。
- 6.收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的，不重发。

备 注:

金少源生物客户在细胞培养过程中,有任何技术问题可以拨打免费服务电话 4008-723-722, 我们随时给予实验中的解答。